Dr.Yglo

Tratamento de Skin Tags

LEIA ATENTAMENTE O FOLHETO INFORMATIVO ANTES DE UTILIZAR DR. YGLO TRATAMENTO DE SKIN TAGS. ACONSELHAMOS QUE GUARDE O FOLHETO PARA CONSULTA POSTERIOR.

1. CONTEÚDO DE DR. YGLO TRATAMENTO DE SKIN TAGS

Recipiente pressurizado (na data de fabrico) de 50 ml do gás líquido comprimido éter dimetílico. É utilizado um aplicador para administrar o frio emitido pelo criogénio na verruga. 12 discos protetores de espuma.

2. INFORMAÇÕES SOBRE FIBROMAS

Um fibroma (ou sinal pendente) é um pequeno pedaço de pele macio que pode estar saliente e pendurado na pele por uma haste de ligação. Geralmente têm uma cor semelhante à da pele circundante. Os fibromas são considerados inofensivos e não são contagiosos. Encontram-se habitualmente no pescoço, peito, costas, por baixo dos seios, axilas ou virilhas. São mais comuns em adultos de meia-idade e idosos, diabéticos e indivíduos com excesso de peso. Normalmente não causam dor, mas podem tornar-se irritados com a fricção da roupa ou joias. Se não tiver a certeza se tem um fibroma, consulte o seu médico.

3. PARA QUE SERVE DR. YGLO TRATAMENTO DE SKIN TAGS?

Finalidade: Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags está indicado para tratamento, sem receita médica, de fibromas em utilizadores com idade igual ou superior a 18 anos.

Dr. Yglo congela o fibroma instantaneamente utilizando o mesmo método que os médicos em todo o mundo. O congelamento destrói o tecido, o que normalmente faz com que o fibroma caia com apenas 1 tratamento. Se não cair em 2 semanas, pode tratar novamente, até um máximo de três ciclos de tratamento.

Quando o aplicador é encostado ao fibroma, a pele fica branca como sinal de que está a ser congelada. Ocorre uma ligeira sensação de dor, comichão e/ou picada devido ao congelamento. Após a remoção do aplicador, a cor da pele regressa e estas sensações diminuem rapidamente, desaparecendo em poucas horas.

Após o descongelamento da área e o retorno da cor, pode surgir vermelhidão com o mesmo tamanho da região congelada. Devido ao congelamento, pode surgir uma bolha (às vezes com sangue) sob o fibroma durante poucos dias. Pode não ser visível.

A pele congelada com o fibroma tratado cairá cerca de 10 a 14 dias depois. Durante esse período de tempo, uma nova pele estará formada sob a bolha.

4. COMO É QUE DR. YGLO TRATAMENTO DE SKIN TAGS FUNCIONA?

Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags congela os fibromas moles. O congelamento destrói o tecido afetado. Quando o aplicador é primeiro arrefecido e depois pressionado (aplicado) sobre o fibroma, o congelamento começa em poucos segundos e a pele fica branca. O congelamento provoca uma ligeira dor, comichão e/ou sensação de ardor.

Após a remoção do aplicador, a cor volta e a dor, comichão e sensação de ardor devem diminuir rapidamente, desaparecendo em poucas horas.

Após o descongelamento da área e o retorno da cor, pode surgir vermelhidão com o mesmo tamanho da região congelada. Devido ao congelamento, pode surgir uma bolha (às vezes com sangue) sob o fibroma durante poucos dias. Pode não ser visível. A pele congelada com o fibroma tratado cairá cerca de 10 a 14 dias depois. Durante esse período de tempo, uma nova pele estará formada sob a bolha.

Qualquer incidente grave relacionado com este produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador está estabelecido.

Para mais informações sobre Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags, visite www.dryglo.pt. Para todas as questões relacionadas com o produto, contacte o distribuidor.

Para mais informações, visite www.dryglo.pt

FABRICANTE
THEOTCLAB
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Países Baixos
www.theotclab.com

DISTRIBUIDOR
LABORATÓRIOS EXPANSCIENCE
Avenida Dom João II, 15 e 17, 3.º andar, L-N, Loja 6 D
1990-078 Lisboa – Portugal

5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplique o disco de espuma descartável com o lado adesivo na pele, com o orifício diretamente sobre o fibroma.

1. Coloque a embalagem aerossol sobre uma superfície rígida. Coloque o aplicador na embalagem aerossol, com a ponta metálica virada para baixo. Não empurre o aplicador para baixo até que esteja pronto a arrefecer.
2. Empurre o aplicador para baixo durante 5 segundos. Não pressione durante mais tempo do que o indicado, e aguarde pelo menos 5 minutos antes de reativar.
3. Deixe a lata com o aplicador repousar por 5 segundos. Em seguida, remova o aplicador da embalagem aerossol, evitando o contacto direto com a ponta metálica.
4. Aplique a ponta metálica sobre o fibroma durante 40 segundos. Certifique-se de que a ponta cobre o máximo possível do fibroma. Remova o disco de espuma e descarte-o. Não reutilizar.
5. Lave as mãos (exceto a área tratada) imediatamente após a utilização.
6. Se o produto for utilizado por mais do que uma pessoa e/ou após cada aplicação, limpe o aplicador com álcool e um pano.

É importante seguir as instruções do folheto informativo. O uso descuidado pode levar a congelamento excessivo e causar danos permanentes na camada superior da pele. Isso pode resultar em cicatrizes permanentes ou danos nos nervos.

6. CUIDADOS PÓS-TRATAMENTO


Na maioria dos casos, basta um único tratamento para cada fibroma. Duas semanas após a aplicação de Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags, os fibromas geralmente desaparecem. Se um fibroma ou parte dele ainda estiver presente duas semanas após o tratamento, pode aplicar o produto novamente com segurança.

Não trate cada fibroma com Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags mais do que três vezes no total. Consulte o seu médico se três tratamentos não tiverem levado a melhorias. Não aplique Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags juntamente com qualquer outro método de remoção de fibromas, pois é incerto como a combinação pode afetar a sua pele. O uso combinado pode resultar em queimaduras graves e cicatrizes permanentes na pele.


Após a aplicação, a cor da pele pode mudar, variando de branco a vermelho. Pode formar-se uma bolha sob o fibroma e normalmente ocorrerá sensação de dor/ardor por algumas horas. Se a sensação de dor/ardor continuar até ao dia seguinte ou se ocorrer outro problema (como congelamento da pele para além do tamanho do fibroma ou diminuição da sensibilidade), contacte o seu médico.

- É normal que a área tratada fique sensível durante alguns dias.
- Pontos pretos podem aparecer no centro do fibroma tratado após alguns dias.
- Mantenha a área tratada limpa.
- Pode nadar ou tomar banho.
- Não esfregue nem coce a área tratada, pois isso pode causar infeção.
- Proteja as bolhas, se necessário, com uma gaze ou um adesivo esterilizado.
- Não fure as bolhas. Furar as bolhas será doloroso e pode causar infeção.

Elimine a embalagem e as peças usadas de acordo com os regulamentos específicos do país.



Como utilizar Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags



Aplique o disco de espuma descartável com o lado adesivo na pele, com o orifício diretamente sobre o fibroma.




Coloque a embalagem de aerossol numa superfície dura. Insira o aplicador na parte superior da área de acoplamento da embalagem de aerossol, com a ponta metálica virada para baixo. **Não empurre o aplicador para baixo até que esteja pronto a arrefecer.**



Empurre o aplicador para baixo durante 5 segundos. **Não pressione durante mais tempo do que o indicado e aguarde pelo menos 5 minutos antes de reativar.**



Deixe a embalagem aerossol com o aplicador repousar durante 5 segundos. Em seguida, retire o aplicador da embalagem aerossol. Tenha cuidado para evitar o contacto com a ponta metálica.



Passe a ponta metálica sobre o fibroma durante 40 segundos. Certifique-se de que a ponta metálica cobre o máximo possível do fibroma. Remova o disco de espuma e descarte-o. Não reutilizar.

50ml MD 0482

COMO RECICLAR AEROSSÓIS: Certifique-se de que os aerossóis estão completamente vazios antes de reciclar. Não perfure, amolgue ou achate as latas de aerossol. Retire quaisquer peças soltas ou facilmente removíveis, como a tampa, e descarte com o resto do seu lixo reciclável. A ponta contém metais pesados e pode precisar de ser descartada como material perigoso, conforme definido na legislação local.

7. AVISOS, RESTRIÇÕES E CUIDADOS
Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o produto e guarde-as para referência futura.

ADVERTÊNCIAS
- Não pressione durante mais tempo do que o indicado e aguarde pelo menos 5 minutos antes de reativar. Se pressionar o ativador durante mais tempo do que o indicado, pode libertar um excesso de produto que pode aparecer como uma fuga devido a um equilíbrio afetado entre o produto e a libertação de gás.
- Manter fora do alcance das crianças. As crianças não conseguem compreender as instruções para utilizar devidamente este produto.O conteúdo é perigoso se ingerido, inalado, pulverizado ou exposto ao calor.
- Apenas para uso externo. Utilizar apenas conforme indicado. Se Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags não for usado exatamente como indicado e se aplicar diretamente na pele por engano ou usar em condições que não sejam fibromas, pode causar queimaduras graves e cicatrizes permanentes na pele.
- Não utilizar se não conseguir ler claramente as informações incluídas na embalagem ou neste folheto informativo.
- Não use se tiver menos de 18 anos. Pode não saber ao certo como Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags pode afetar a pele.
- Não use se não conseguir ver claramente o fibroma que está a tratar.
- Evite o contacto com a pele saudável. A utilização deste produto nestas áreas pode causar queimaduras graves e cicatrizes permanentes na pele.
- Evite o contacto com os olhos. O contacto com os olhos pode causar cegueira. Se o produto entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica imediatamente.
- Não ingerir ou inalar. O conteúdo é tóxico e pode causar danos internos graves. Se ingerir, procure ajuda médica de imediato. Não respire vapor/spray e utilize o produto apenas em áreas com boa ventilação, pois não se sabe de que forma o vapor/spray irá afetar os pulmões. Respirar o vapor/spray pode ser tóxico.
- Mantenha afastado do fogo, chamas e fontes de faíscas ou ignição. Não fume enquanto utiliza Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags. A exposição ao calor pode fazer com que o recipiente exploda, causando ferimentos graves.
- Não fure ou queime latas de spray, mesmo após a sua utilização. Proteja-o da luz solar e não o exponha a temperaturas superiores a 50°C. Conserve o produto à temperatura ambiente, protegido do calor. A ponta do aplicador contém níquel, os utilizadores com alergia ao níquel devem tentar determinar cuidadosamente se ocorre uma alergia antes de fazer novos tratamentos.

RESTRIÇÕES
- Não use em sinais, marcas de nascença, verrugas com pelos, verrugas genitais (pénis ou área vaginal), fibromas no rosto ou membranas mucosas (dentro da boca, nariz, ânus, genitais, lábios, orelhas ou perto dos olhos). O uso nessas áreas pode causar queimaduras e cicatrizes permanentes na pele ou cegueira.
- Não utilize em feridas abertas, pele irritada ou em qualquer área que esteja infetada, avermelhada ou que apresente sinais de inflamação, como comichão ou inchaço. Tratar estas áreas com Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags resultará no agravamento da condição e na possível infeção adicional. Estas condições podem não ser fibromas e devem ser examinadas por um médico.
- Não trate cada fibroma com Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags mais de três vezes no total, pois o tratamento pode não ser eficaz e pode causar queimaduras e cicatrizes permanentes.

Se não tiver a certeza, consulte o seu médico. Se tratar uma condição cutânea como um fibroma com Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags e não for um fibroma, estará a atrasar o tratamento adequado. Esse atraso pode levar a uma condição cutânea ou doença mais grave.

CUIDADOS
O produto não deve ser utilizado após a data de validade. O número do lote e a data de validade estão na parte inferior da lata de aerossol, bem como na parte externa da embalagem.
- Se o produto for utilizado por mais do que uma pessoa e/ou após cada aplicação, limpe o aplicador com álcool e um pano pequeno.
- Se houver mais do que um fibroma, trate um de cada vez. Trate cada fibroma separadamente, com um intervalo de duas semanas entre os tratamentos.
- Na maioria dos casos, basta um único tratamento para cada fibroma. Duas semanas após a aplicação de Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags, os fibromas geralmente desaparecem. Se um fibroma ou parte dele ainda estiver presente duas semanas após o tratamento, pode aplicar o produto novamente com segurança.
- Não trate cada fibroma com Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags mais do que três vezes no total. Consulte o seu médico se três tratamentos não tiverem levado a melhorias.
- A sensação de dor/ardor nos fibromas tratados deve desaparecer dentro de 24 horas após a aplicação. Se sentir desconforto ou dor/ardor após esse período, contacte o seu médico. Isso pode significar que a área foi congelada em profundidade excessiva e pode ser necessária assistência médica.
- Lave as mãos imediatamente após o uso.
- Inspecione cuidadosamente o produto antes de cada utilização. Se o produto parecer danificado, pare de usá-lo e deite-o fora. O produto danificado pode ter uma fuga de gás.

CONTRAINDICAÇÕES:
- Não utilize se for diabético ou se tiver má circulação sanguínea.
- Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags funciona através do congelamento do fibroma. A área congelada no caso de ser diabético ou ter má circulação sanguínea pode não cicatrizar tão rapidamente ou completamente.
- Não utilize se estiver grávida ou a amamentar. Não se sabe ao certo como Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags pode afetar nessas condições.

EFEITOS SECUNDÁRIOS
Podem ocorrer os seguintes efeitos secundários ao utilizar o produto:
- Sensação de ardor, comichão e dor durante e após o congelamento, que diminui rapidamente após o descongelamento da área.
- Possíveis alterações na coloração, de branco para vermelho.
- Possível formação de bolhas.
- Pontos pretos podem aparecer no meio do fibroma após alguns dias.

8. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
Na maioria dos casos, é necessário apenas um único tratamento para cada fibroma. Os fibromas podem requerer mais do que um tratamento. Duas semanas após o tratamento com Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags, os fibromas comuns geralmente desaparecem. Se um fibroma ou parte dele ainda estiver presente duas semanas após o tratamento, pode tratá-lo novamente com segurança.

Não trate cada fibroma com Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags mais do que três vezes no total. Consulte o seu médico se três tratamentos não tiverem levado a melhorias. Não aplique Dr. Yglo Tratamento de Skin Tags juntamente com outro método de remoção de fibromas, pois é incerto como a combinação pode afetar a sua pele. O uso combinado pode resultar em queimaduras graves e cicatrizes permanentes na pele.

Após a aplicação, a cor da pele pode mudar, variando de branco a vermelho. Pode formar-se uma bolha sob o fibroma e normalmente ocorrerá sensação de dor/ardor por algumas horas. Se a sensação de dor/ardor continuar até ao dia seguinte ou se ocorrer outro problema (como congelamento da pele para além do tamanho da verruga ou diminuição da sensibilidade), contacte o seu médico.

É normal que a área tratada fique sensível durante alguns dias. Pontos pretos podem aparecer no centro do fibroma tratado após alguns dias. Mantenha a área tratada limpa. Pode nadar ou tomar banho.
Não esfregue nem coce a área tratada, pois isso pode causar infeção. Proteja as bolhas, se necessário, com uma gaze ou um adesivo esterilizado.
Não fure as bolhas. Furar as bolhas será doloroso e pode causar infeção.

9. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
Os sinais e símbolos de aviso na embalagem e nas instruções de utilização são essenciais para garantir que utiliza o produto de forma segura, correta e para se proteger a si e aos outros de lesões. Os símbolos são explicados nesta tabela:

Símbolo	Explicação
	Símbolo do fabricante
	Símbolo para o distribuidor
	Símbolo que indica que se deve consultar as instruções de utilização
	Símbolo que indica que é necessário ter cuidado ao utilizar o dispositivo
	Símbolo para a data de validade
MD	Símbolo que indica que o produto é um dispositivo médico
UDI	Símbolo que indica o Identificador Único do Dispositivo
REF	Símbolo que indica o número de referência do dispositivo
LOT	Símbolo para o número do lote
25°C 10°C	O produto deve ser armazenado entre 10 °C e 25°C
	Símbolo que indica que o produto deve ser protegido da luz solar
0-17	Símbolo que indica que o produto não está recomendado em menores de 18 anos.

COMO IDENTIFICAR UM SKIN TAG

UTILIZE ESTE PRODUTO APENAS SE O FIBROMA TIVER TODAS AS 4 CARACTERÍSTICAS MOSTRADAS NAS IMAGENS ABAIXO.

LOCALIZAÇÃO



Os fibromas **DEVEM** estar localizados num destes 5 locais. Trate os fibromas apenas se estiverem localizados no pescoço, peito, axilas, costas ou virilhas.

TAMANHO

2mm - 6mm




Os fibromas **DEVEM** ter entre 2 mm e 6 mm de tamanho.

COR



Os fibromas **DEVEM** ter uma cor semelhante à da pele circundante

FORMA/TEXTURA



Os fibromas **DEVEM** ser macios e flexíveis. Deve conseguir movê-los para a frente e para trás com o dedo. Devem também estar salientes na pele, presos por uma haste ou pedículo cutâneo.

Se o fibroma NÃO tiver TODAS as 4 características, NÃO USE este produto. Consulte um médico, pois pode ter uma condição cutânea mais grave.

Use **APENAS** conforme as instruções. Consulte as instruções de utilização para obter informações adicionais.